



PRO SKIN KIT

VB-PSK

by vacSy[®]



Čestitamo što ste kupili ProSkin Kit!

Počnite da se sami brinete o svojoj koži koristeći inovativni ProSkin Kit koji čine pažljivo dizajnirani nastavci namenjeni za negu i revitalizaciju kože.

Vakuum terapija vrši se blagim isisavanjem, čime se stimuliše regeneracija ćelija, pojačava cirkulacija krvi i podstiče proizvodnja kolagena, dok dodir dijamantskog praha daje koži blistav izgled i podmlađuje je.

Sa ProSkinom postićete rezultate koji se mogu meriti sa najprestižnijim kozmetičkim salonima, a sve to u udobnosti svog doma.

**PRO
SKIN
KIT** *by* **vacSy**

SADRŽAJ

1. Uvod

2. Mere bezbednosti i upozorenja

3. ProSkin Kit

3.1 Nastavak za eksfolijaciju

3.2 Nastavak za mitisere

3.3 Nastavak za fejs lifting

3.4 Vakuum čaša (ventuza)

4. Način upotrebe

5. Održavanje

6. Deklaracija o usaglašenosti

Kako deluje ProSkin

ProSkin blagim isisavanjem vakuumom postiče pet blagotvornih efekata, obezbeđujući vam u udobnosti doma učinak kozmetičkog salona.

Svaki od nastavaka ProSkina pažljivo je izrađen tako da zadovolji specifične potrebe vezane za negu lepote i zdravlja, pružajući potpuno i personalizovano iskustvo.



Za sve tipove
kože



Obnavlja
ćelije kože



Glatka,
baršunasta
koža

**PRO
SKIN
KIT** *by* **vacSy**

O uputstvu za upotrebu

Pažljivo pročitajte mere bezbednosti i koristite proizvod kako je opisano da ne bi došlo do slučajne povrede ili oštećenja.



Ovaj simbol upozorava na rizik od povrede.



Ovaj simbol upozorava na rizik od povrede od električne struje.

Pakovanje sadrži:

- nastavak za eksfolijaciju
- nastavak za mitisere
- nastavak za fejs lifting
- 2 vakuum čaše
- 25 zamjenjivih filtera
- 1 torbica za pribor

1. Uvod

Predstavljamo vam ProSkin Kit - spoj lepote i tehnologije








Prvi uređaj za mikrodermoabraziju sa dijamantskim prahom koji čisti pore, uklanja mitisere, ublažava znakove starenja, stimuliše proizvodnju kolagena i elastina, podstiče obnavljanje ćelija i daje koži blistav izgled. Uz samo 10 minuta masaže nedeljno, vaša koža će, nakon samo 4 nedelje, doživeti preobražaj - izgledaće zdravije i blistavo.





Važno je napomenuti da se ProSkin nastavci mogu koristiti samo u kombinaciji sa vakuum pumpom Zepter VacSy Deluxe VB-P.

Pumpa ima senzor koji automatski prepoznaje nastavke i aktivira različite funkcije tretmana.

2. Mere bezbednosti i upozorenja

-  Pre upotrebe pročitajte uputstvo i sačuvajte ga za kasniju upotrebu.
 -  Uređaj nije igračka, čuvajte ga van domašaja dece.
 -  Nemojte koristiti uređaj ako je koža natečena, iritirana ili upaljena.
 -  Vodite računa da filter od polimera bude u pravilnom položaju, dok filter, ruke i koža moraju biti suvi. Nakon upotrebe može doći do pojave blagog crvenila. Ako crvenilo ne prestane, konsultujte lekara da li da nastavite da koristite uređaj.
 -  Pre i posle upotrebe ProSkina nemojte koristiti proizvode za piling, abrazivne i ostale proizvode koji mogu da iritiraju kožu.
 -  Proizvod nije pogodan za trudnice, decu, osobe koje imaju epilepsiju, tumore ili bilo kakvo zapaljenje; osobe koje imaju ugrađen pejsmejker; osobe osetljive na toplotu i vibracije; osobe koje imaju ekcem ili kožna oboljenja.
-
-  Uređaj se može koristiti najviše dva puta nedeljno.

Tokom upotrebe

-  Nemojte naglo podizati uređaj sa površine kože.
-  Nemojte se zadržavati u istoj zoni duže od 2 sekunde.

3. ProSkin Kit

3.1. Nastavak za eksfolijaciju (sa dijamantskim prahom): Neka vaša koža zablista



Snaga aspiracije:
 ██████████ □ □ □ □ □ □ □ □

Eliminacija toksina:
 ██████████ ██████████ □ □ □ □

Poboljšana mikrocirkulacija:
 ██████████ ██████████ ██████████ □ □ □ □

Na površini nastavka nalaze se mikrokristali od dijamantskog praha, koji nežno uklanja odumrle ćelije sa kože i savršeno priprema kožu za svakodnevnu negu.

Način upotrebe

Pogodno za sve tipove kože i može se koristiti na svim delovima lica. Za optimalne rezultate, preporučena dužina tretmana je 8-10 minuta.



! Pomerajte uređaj napred-nazad po površini kože.

! Pokreti treba da budu spori i fluidni.



**PRO
SKIN
KIT** by vacSy®

3.2. Nastavak za mitisere: Za čist, besprekoran ten



Snaga aspiracije:



Eliminacija toksina:



Poboljšana mikrocirkulacija:



Nastavak je namenjen za uklanjanje mitisera, smanjenje lučenja sebuma i dubinsko čišćenje pora. Čista, blistava i lepa koža doneće vam samopouzdanje.


Način upotrebe

Idealno za masnu i kombinovanu kožu. Zbog svoje efikasnosti, ovaj nastavak se posebno preporučuje za tretiranje područja oko nosa.



Tretmani vakuum čašama (ventuzama)

Pre početka tretmana, ne zaboravite da naneseite na kožu ulje ili kremu za telo. Ovo će obezbediti da vakuum čaša bez napora klizi po koži, tako da se mogućnost bilo kakve nelagodnosti ili iritacije svodi na minimum.



Klasičan metod

- ① Stavite čašu na zonu koja se tretira.
- ① Napravite vakuum, zatim sklonite vakuum pumpu.
- ① Ostavite čašu da stoji na koži dok se vakuum ne izgubi.
- ① Ovaj metod je odličan za tretiranje bola u mišićima i ekstremitetima.

Masaža

- ① Pratite uputstva za klasičan metod.
- ① Rukom pomerajte čašu oko 10 minuta.
- ① Idealno za tetiranje celulita, strija i za relaks masažu.



Smanjuje bol



Smanjuje
celulit




Tretmani tela




Podstiče
cirkulaciju

Upozorenje

Izbegavati upotrebu kod osoba koščate građe i veoma mršavih osoba. Takođe, izbegavati upotrebu na mestima gde postoje rane ili varikozne vene.



4. Upotreba



a) Pre tretmana

Za optimalne rezultate i vašu bezbednost:

- ① Potpuno napunite vakuum pumpu pre prve upotrebe.
- ① Kod prvih tretmana koristite niski stepen isisavanja.
- ① Pre svakog tretmana otvorite pore pomoću vodene pare ili toplog peškira.

b) Postupak

- ① Izaberite odgovarajući nastavak.
 - ① Stavite filter u nastavak.
 - ① Stavite nastavak na VacSy pumpu.
 - ① Jednom pritisnite dugme za uključivanje da biste podesili brzinu isisavanja na nivo 1.
 - ① Svakim pritiskom na dugme povećavate brzinu do nivoa 4.
 - ① Da biste isključili pumpu, pritisnite i zadržite 5 sekundi dugme za uključivanje.
-

c) Koraci do savršene kože

- ① Sredstvom za uklanjanje šminke očistite i zatim operite lice.
- ① Otvorite pore pomoću vodene pare.
- ① Počnite tretman koristeći ProSkin Kit.
- ① Nanestite kremu za lice ili hranljivo ulje.
- ① Uživajte u svojoj blistavoj koži! Ponovite tretman najviše dva puta nedeljno.

d) Rezultati

- ① Rezultati će biti vidljivi posle 4-6 nedelja redovne upotrebe. Pratite uputstva i vaša koža će dobiti prirodan sjaj.
-

5. Održavanje

ProSkin Kit - čišćenje

- ① Operite i obrišite nastavke posle svake upotrebe.
-

Čišćenje vakuum pumpe

- ① Očistite vakuum pumpu vlažnim ubrusom.
 - ① Nemojte potapati vakuum pumpu u vodu, jer može doći do nepopravljivog oštećenja.
-

Zamena filtera

- ① Zamenite filter posle 6-8 upotreba.

6. Izjava o usaglašenosti

Zepter grupa izjavljuje da su sve hemijske materije korišćene u izradi ovih proizvoda potpuno u skladu sa svim relevantnim pravilima i propisima Evropske unije.

Ova deklaracija potvrđuje našu posvećenost ispunjavanju najviših standarda kvaliteta i bezbednosti u skladu sa važećim direktivama EU.

Otkrijte Zepter proizvode za zdrav stil života



BIOPTRON 
HYPERLIGHT THERAPY SYSTEM

BIOPTRON 36 GODINA

**MEDICINSKI SERTIFIKOVANA
HIPERSVETLOSNA TERAPIJA**
ZA PROFESIONALNU I KUCNU UPOTREBU




**SWISSO
LOGICAL**

SO SWISS, SO LOGICAL.



**LA
DANZA**

HYPER-REJUVENATE



VB-PSK

PRO SKIN KIT

by vacSy®

REGISTRUJ SE / ULOGUJ SE



ZEPTER
BIZZ
CLUB

I MOŽEŠ DA KUPUJEŠ

zepter.rs
customersupport@zepter.rs
0800 234567

 **zepter**®
INTERNATIONAL
LIVE BETTER · LIVE LONGER